



LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS ET SURFACES – LINGETTES IMPRÉGNÉES

Lingettes désinfectantes blanches imprégnées de solution hydroalcoolique pour les mains, objets, et toutes surfaces.

Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage.

Élimine jusqu'à 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs.

Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.

Mode d'emploi :



TP1 MAINS - Frotter les mains avec la lingette, bien répartir et frotter pendant 30s à 60s selon l'effet escompté. Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.



TP2 SURFACES et TP4 SURFACES POUR ALIMENTS - Frotter les surfaces propres. Laisser reposer 60 secondes. Ne pas rincer.

Secteurs d'activité :

Milieux médical et paramédical : hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs...

Milieux agroalimentaires : restauration, cuisines centrales, collectivités, entrepôts et industries agroalimentaires.

Autres milieux : transport sanitaire, collectivités, crèches et garderies.

Usage professionnel.

Précautions d'emploi :

Matériaux sensibles (peintures de recouvrement, vernis, certains plastiques...) : tester sur une petite surface non visible avant d'utiliser les lingettes. Ne pas laisser plus de 10 minutes sur les surfaces. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Informations biocides :

REGLEMENT (UE) N°528/2012 relatif aux produits biocides

Biocide – Friction hygiénique des mains.

TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : produits biocides destinés aux surfaces non-contact alimentaire.

TP4 : produits biocides destinés aux surfaces pouvant recevoir des aliments.

UFI : 2MPV-COSN-500F-QHPQ

Usage professionnel

SUBSTANCES ACTIVES :

Éthanol (N°CAS 64-17-5) 67,1% (m/m),

Isopropanol (N° CAS 67-63-0) 3,3% (m/m).

Caractéristique :

État physique : Lingettes NON-TISSÉES imprégnées d'une solution

Référence solution : 03SV1013 – SANITIZER SURFACE

Couleur : Lingettes blanches. Solution incolore

pH : 7 +/- 0,5

Densité : 0,87 +/- 0,01 g/cm³

Odeur : Alcool sans parfum

Fabriqué en France.

Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

Conditions de stockage :

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

Conserver 36 mois après fabrication

SPECTRES DE DESINFECTION

ACTIF SUR	NORMES	SOUCHES / VIRUS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276* (v.2019)	Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30 s
	EN 13727+A2* (v.2015)	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30 s – 60 s
	EN 1500 (v.2013)	Escherichia coli K12	2 x (3ml, 30 s)
	EN 16615* (v.2015)	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30 s
Fongicide	EN 13624* (v.2013)	Candida albicans, Aspergillus brasillensis	60 s
Levuricide	EN 13624* (v.2013)	Candida albicans	30 s
	EN 1650* (v.2019)	Candida albicans	30 s – 60 s
	EN 16615* (v.2015)	Candida albicans	30 s – 60 s
Virucide	EN 14476+A2* (v.2019)	Adénovirus et norovirus murin	30 s
		Poliovirus Type 1	60 s
		SARS-CoV-2, TGEV virus (Coronavirus)	30 s

*Etude réalisée en conditions de propreté

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS LINGETTES	CODE PRODUIT
Lingettes désinfectantes mains et surfaces – boîte de 100 lingettes x 12 pots	12,5 x 21 cm	04TT21100

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.